


MEDICO / POMPE

MEDICAL / PUMPS

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Tipo Type	Batteria Battery
Tecnologia Technology	Piombo Lead
Formato Format	NP17-12
Tensione (V) Voltage (V)	12
Capacità (Ah) Capacity (Ah)	18
Peso (Kg) Weight (Kg)	10.94
Produttore del dispositivo Device manufacturer	MAQUET



NORMATIVO REGULATORY

Codice UN merci pericolose UN Dangerous goods Code	2800
Regolamentazione EPR EPR Regulation	INDUSTRIEL
Codice doganale Customs code	85072080

Data dell'ultimo aggiornamento il 29/06/2026.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e corrispondono ai dati disponibili alla data della sua pubblicazione. Nonostante la cura posta nella loro preparazione, possono contenere errori, omissioni o imprecisioni e sono soggette a modifiche senza preavviso. Informazioni esatte salvo errori tipografici al momento dell'esportazione del PDF. Si consiglia di consultare il sito internet per verificare le informazioni più recenti. Per ulteriori informazioni: qualite@vlad.fr

Immagini non contrattuali. ©2026 AMMIRATA. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi menzionati sono di proprietà di AMMIRATA, delle sue filiali o dei rispettivi titolari.

Last updated on 29/06/2026.

The information contained in this document is provided for guidance only and reflects the data available on the date of publication. Despite the care taken in its preparation, it may contain errors, omissions or inaccuracies and is subject to change without notice. Information is deemed accurate, subject to typographical errors at the time the PDF is exported. Users are advised to consult the website to verify the latest information. For further information, please contact: qualite@vlad.fr

Images are for illustrative purposes only and are not contractually binding. ©2026 AMMIRATA. All rights reserved. The trademarks and logos mentioned are the property of AMMIRATA, its subsidiaries or their respective owners.

Guido Ammirata Srl - Via Oslavia, 17/3, 20134 Milano MI, ITALIA - +39 02 2820646 - <https://ammirata.it/>

MEDICO / POMPE

MEDICAL / PUMPS

AVERTISSEMENTS AVERTISSEMENTS• **MESSA IN SERVIZIO**COMMISSIONING

Al ricevimento, verificare lo stato e l'integrità dei prodotti. Non utilizzare il prodotto se presenta un odore insolito, segni di surriscaldamento, corrosione o qualsiasi altro danno visibile al primo utilizzo.

Upon receipt, check the condition and integrity of the products. Do not use the product if it has a suspicious odour, shows signs of overheating, corrosion or any other visible damage when first used.

• **STOCCAGGIO**STORAGE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura inferiore a 30 °C, al riparo dalla luce solare e nella confezione originale.

Store in a cool, dry place at a temperature below 30 °C, away from direct sunlight and in its original packaging.

• **SICUREZZA**SAFETY

Non smontare, aprire, perforare o disassemblare. Non sottoporre a urti meccanici e non schiacciare.

In caso di surriscaldamento (emissione di fumi, principio d'incendio), immergere completamente la pila/batteria in acqua, proteggendo le mani con guanti adeguati o con un tessuto umido, e contattare i servizi di emergenza (18 – FRANCIA, 112 – UNIONE EUROPEA) o qualsiasi altro numero di emergenza del Paese di residenza.

In caso di perdita o fuoriuscita, lavare la zona di contatto e contattare i servizi di emergenza (15 – FRANCIA, 112 – UNIONE EUROPEA) o qualsiasi altro numero di emergenza del Paese di residenza.

Do not dismantle, open, puncture or take apart. Do not subject to mechanical impact; do not crush.

In the event of overheating (smoke or fire), completely submerge the battery in water, protecting your hands with suitable gloves or a damp cloth, and contact the emergency services (18 – FRANCE, 112 – EUROPEAN UNION) or any other emergency number in your country of residence.

In the event of a leak or splash, wash the affected area and contact the emergency services (15 – FRANCE, 112 – EUROPEAN UNION) or any other emergency number in your country of residence.

• **RICICLAGGIO**RECYCLING

Non smaltire pile e batterie insieme ai rifiuti domestici.

Al termine della loro vita utile, conferirle presso un punto di raccolta dedicato affinché siano gestite e riciclate conformemente alla normativa vigente.

Do not dispose of batteries with household waste.

At the end of their life, take them to a dedicated collection point to ensure they are properly collected and recycled in accordance with applicable regulations.