

MEDICO / SOLLEVATORI PER PAZIENTI

MEDICAL / PATIENT LIFTS

24V 2.9AH PIOMBO COMP. LINAK BAJ1

24V 2.9AH PIOMBO COMP. LINAK BAJ1

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Tipo Type	Batteria Battery
Tecnologia Technology	Piombo Lead
Tensione (V) Voltage (V)	24
Capacità (Ah) Capacity (Ah)	2.9
Peso (Kg) Weight (Kg)	2.695
Riferimento originale Original part number	88889926
Marca Brand	LINAK



NORMATIVO REGULATORY

Prodotto MD Medical Device	OUI
Codice UN merci pericolose UN Dangerous goods Code	2800
Regolamentazione EPR EPR Regulation	INDUSTRIEL
Codice doganale Customs code	94029000

Data dell'ultimo aggiornamento il 16/07/2026.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e corrispondono ai dati disponibili alla data della sua pubblicazione. Nonostante la cura posta nella loro preparazione, possono contenere errori, omissioni o imprecisioni e sono soggette a modifiche senza preavviso. Informazioni esatte salvo errori tipografici al momento dell'esportazione del PDF. Si consiglia di consultare il sito internet per verificare le informazioni più recenti. Per ulteriori informazioni: qualite@vlad.fr

Immagini non contrattuali. ©2026 AMMIRATA. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi menzionati sono di proprietà di AMMIRATA, delle sue filiali o dei rispettivi titolari.

Last updated on 16/07/2026.

The information contained in this document is provided for guidance only and reflects the data available on the date of publication. Despite the care taken in its preparation, it may contain errors, omissions or inaccuracies and is subject to change without notice. Information is deemed accurate, subject to typographical errors at the time the PDF is exported. Users are advised to consult the website to verify the latest information. For further information, please contact: qualite@vlad.fr

Images are for illustrative purposes only and are not contractually binding. ©2026 AMMIRATA. All rights reserved. The trademarks and logos mentioned are the property of AMMIRATA, its subsidiaries or their respective owners.

Guido Ammirata Srl - Via Oslavia, 17/3, 20134 Milano MI, ITALIA - +39 02 2820646 - <https://ammirata.it/>

Page 1 / 2

MEDICO / SOLLEVATORI PER PAZIENTI

MEDICAL / PATIENT LIFTS

24V 2.9AH PIOMBO COMP. LINAK BAJ1**24V 2.9AH PIOMBO COMP. LINAK BAJ1****AVERTISSEMENTS AVERTISSEMENTS**• **MESSA IN SERVIZIO**COMMISSIONING

Per tutte le informazioni relative alla messa in servizio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding commissioning, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **STOCCAGGIO**STORAGE

Per tutte le informazioni relative allo stoccaggio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding storage, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **SICUREZZA**SAFETY

Per tutte le informazioni relative all'utilizzo, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding use, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **RICICLAGGIO**RECYCLING

Non smaltire pile e batterie insieme ai rifiuti domestici.

Al termine della loro vita utile, conferirle presso un punto di raccolta dedicato affinché siano gestite e riciclate conformemente alla normativa vigente.

Do not dispose of batteries with household waste.

At the end of their life, take them to a dedicated collection point to ensure they are properly collected and recycled in accordance with applicable regulations.